


InnerCom

Det perfekta hjälpmedlet för:

- **Terapeuter**
- **Meditationsledare**
- **Avslappningspedagoger**
- **Mentaltränare**
- **Cirkelledare**



En professionell apparat konstruerad med även den mest otekniske i åtanke!

InnerCom är ett nytt, förbättrat hypnoshjälpmedel, en mixer som gör det möjligt för dig att mixa in musik med din röst när du leder klienten in i hypnos. Vitsen med **InnerCom** är att klienten blir inre fokuserad med din röst mitt i huvudet. Yttre störningsmoment reduceras. Lika viktigt är också att du som terapeut hör klientens minsta lilla reaktion och är helt närvarande i dennes inre process. Detta kan annars vara lättare sagt än gjort eftersom en del klienter i hypnos viskar mer än talar.

Du kan ansluta din InnerCom med en dator för inspelning av sessionerna och/eller hämta den musik du vill använda under terapin.

Splitteruttag: Apparaten ger dig möjlighet att koppla din röst till flera personer samtidigt med hjälp av en **Splitter**. Denna är perfekt för dig som jobbar med grupper på olika sätt t ex meditation eller suggestionsterapi. Splittern består av kompakta, behändiga dosor med tre hörlursuttag i varje. Teoretiskt kan du alltså länka dig till hur många deltagare som helst. Splittern kan köpas som extra tillbehör.

Transmitteruttag: InnerCom är förberedd för trådlös överföring som gör att du utan sladdar når alla i salen som utrustats med hörlursmottagare. Extra tillbehör fordras.

Linje in: InnerCom har ingångar för anslutning av mp3 eller cd-spelare.

Linje ut: Uttaget är avsett för anslutning till inspelningsutrustning som t.ex. en dator. Reglage för att ställa in styrkan på utsignalen för bästa inspelningsnivå finns.

InnerCom drivs med 12 volt via adapter.

Garantin gäller ett år.

Pris InnerCom: 4250 kr plus moms

"Har använt InnerCom i dag och det var en succé. Både för mina klienter och för mig. Fantastiskt att kunna vända blad och våga titta åt olika håll under tiden jag pratar. Ljud utifrån blev bara något svagt ljud som inte störde och kontakten med klienten blev så mycket bättre. Jag är supernöjd!" Inga Bergqvist - Dalarö.

....”Reaktionerna från dem som redan testat InnerCom är översvallande och själv jobbar jag inte gärna utan min medhjälpare. Unna dig själv och dina klienter en och avsevärt förbättra dina resultat.” Jörgen Sundvall.

Tillbehör **Biofeedback**

För ännu bättre resultat kan du komplettera med en **Biofeedbackmätare** som är möjlig att kalibrerad, dvs. du kan ställa in nivån på mätaren för varje klient och tillfälle. På så vis ger Biofeedbacken mycket värdefull information, t ex:

- Hur snabbt klienten reagerar på en induktion.
- Klientens emotionella reaktioner under den analytiska processen.

Mätaren visar dig hur stressad eller djupt avslappnad din klient är. Den visar när klienten upplever starka känslor – även om han inte ger uttryck för dem, vilket hjälper dig besluta hur du skall agera. **Biofeedbackmätaren** visar således även när en bortträngning är på väg att frigöras. Vi vet nu, tack vare neurofysiologen Benjamin Libets experiment, att vad medvetandet blir medvetet om har det icke-medvetna (undermedvetna) redan beslutat om drygt en halv sekund i förväg.

Känslor manifesteras biologiskt bland annat från det autonoma nervsystemet som ökad eller minskad svettutsöndring vilket uppfattas av biofeedbackmätaren. **Vi kan nu således via mätaren detektera en känsla hos klienten innan han själv blir medveten om den!**

Pris Biofeedback: 1950 kr plus moms